



# 国泰中医系统(保护锁)安装及移除说明

首先(一)将保护锁插入电脑 **USB** 插座，电脑画面将会出现如下画面。

(注：步骤需注意先后)




01



02




03



新硬件安装中。

04



找到 Senselock SENSE3 v1.70 代表已经成功安装。按>完成。

05

安装完成。






硬件安装完成，并可正常使用。此时再开启<国泰中医系统>程序，即可正常使用。

06




##若遇程序开启后, 系统告知此为试用版本, 请插 **KEY** 保护锁(**USB 接口**), 则有可能保护锁驱动软件安装错误, 或被其它程序破坏, 此时必须移除保护锁装置, 再重新安装软件, 步骤如下: (注: 保护锁需置于 **USB 插座**内)






按鼠标右键，下拉窗口出现  
后，指针移至“解除安  
装”，按鼠标左键点选。

D



出现解除安装此装置讯  
息，点选“确定”。

E



装置移除确认，**拔除保护锁**，  
再照步骤(一)重插保护锁安装。

F

01-06

重新开机后，重新执行步骤(一) 重插保护锁安装，即可。

※贴心建议：针对此类问题，建议医师使用“固定”的 USE 槽（每次使用相同的 USB 槽）来插保护锁，这样可以提高电脑的辨别率，减少此类问题的发生。